



THE POINT

ORTHODONTIC SOLUTIONS



DREAM TAP

Informazioni utili e modo d'uso

Paziente



S O N N A I R

Respirare, dormire, vivere.

DREAM TAP®

L'INNOVAZIONE SONNAIR

La funzione del dispositivo DREAM TAP® è di **ridurre o alleviare il russamento notturno e l'apnea ostruttiva del sonno (OSA)**.

Il dispositivo fa parte della famiglia degli **apparecchi intraorali (MAD)** utilizzati nella terapia delle OSAS, ed è l'unico dispositivo sul mercato che può essere indossato unitamente alla maschera CPAP.

Si basa sull'**avanzamento mandibolare e la conseguente apertura delle vie aeree**. È composto da due placche individuali ed un meccanismo provvisto di gancio consente alla mandibola di assumere la corretta posizione terapeutica.

ISTRUZIONI D'USO

- 1. Impegnare** il gancio della placca inferiore con la barra della placca superiore prima di **inserire** le placche nel cavo orale.
- 2.** Dopo l'inserimento del dispositivo DREAM TAP® nel cavo orale, lentamente **rilassare** i muscoli.
- 3.** Per **rimuovere** sia la placca superiore che l'inferiore, **aprire** delicatamente la bocca con il gancio ancora impegnato. Allo stesso tempo, **sollevare** la placca inferiore o **abbassare** quella superiore per **allentarle e rimuoverle** entrambe.

COSA TROVI DENTRO ALLA SCATOLA

1 **UNA PLACCA SUPERIORE E UNA INFERIORE**

Il materiale di rivestimento è termosensibile e può deformarsi se sottoposto a temperature superiori ai 70°C.

2 **CHIAVE DI REGOLAZIONE**

La chiave di regolazione permette di regolare la protrusione mandibolare.

3 **CUSTODIA**

La custodia protegge il dispositivo dalla polvere, garantendo allo stesso tempo il ricircolo dell'aria.

4 **ALLINEATORE AM**

Allineatore usato quotidianamente per riportare la mascella nella posizione corretta dopo aver indossato il DREAM TAP®.

5 **APPFRESH**

Liquido e spazzolino per la detersione e igienizzazione degli apparecchi ortodontici. Ha un'azione profonda, rimuove le macchie, dona 24h di igiene e dura 2 mesi.

CONSIGLI PRATICI



Utilizzare l'allineatore AM ogni mattina, dopo l'uso di DREAM TAP®.



Ogni mattina, dopo l'uso, **pulire accuratamente il dispositivo con AppFresh.** Non utilizzare acqua calda. Non immergere il dispositivo in perossido di idrogeno.



Asciugare completamente il dispositivo prima di riporlo nella custodia. Tenere **fuori dalla portata dei bambini** e degli animali domestici.



Spazzolare bene i denti e usare il **filo interdentale** prima di indossare il dispositivo DREAM TAP®.



Attenersi scrupolosamente alle **istruzioni cliniche** fornite dal clinico di riferimento che va contattato in caso di problematiche.



RESPIRARE, DORMIRE, VIVERE

Dream TAP® è un dispositivo per la cura della **Sindrome da apnee ostruttive del sonno (OSAS)** ideato dal Dottor Thornton, la massima autorità mondiale per la cura odontoiatrica di queste problematiche e ha ottenuto anche la rigorosa **certificazione FDA** (Food and Drug Administration) per i dispositivi medici.

È **costruito su licenza** in Italia dal **network Sonnair**.

Sonnair è un marchio di The Point, primo network italiano che commercializza dispositivi e offre **servizi concreti per professionisti e pazienti** affetti dalla sindrome delle **apnee ostruttive del sonno**.





The Point Orthodontics



the_point_orthodontics



www.thepointorthodontics.com



segreteria@thepointorthodontics.com



Scannerizza il QR code e scopri
tutto quello che c'è da sapere su
Dream Tap



Numero Verde

800 598 328